

LuxDip 50 B

Pupu pēcslaukšanas dezinfekcijas un kopšanas līdzeklis

LuxDip 50B ir aizsargbarjeru veidojošais dezinfekcijas līdzeklis pupu kopšanai pēc slaukšanas. Efektīvi iznīcina mikroorganismus. Satur izcilās kvalitātes ādu mīkstinošas un kopjošas vielas. LuxDip 50 B īpaša formula novērš pilēšanu un nodrošina labu saredzamību uz ādas.

GEA Farm Technologies


Apraksts un priekšrocības

- **Izcila dezinfekcija**
Joda saturs 5,000 ppm izcili iznīcina dažādus patogēnus un vides mikroorganismus aprādātā vietā.
- **Veido aizsargbarjeru**
LuxDip 50 B veido aktīvu mikrobarjeru uz pupu ādas, kas ilgstoši pasargā ādu no mikroorganismu kaitīgas iedarbības. Aizsargbarjera ir viegli notīrāma ar pupu salveti pirms nākošās slaukšanas.
- **Izcila ādas kopšana**
Sešu komponentu kopšanas komplekss ar glicerīnu, alantoīnu, polipropilēnglikolu, lanolīnu, aloe vera un PVP uztur pupu ādu mīkstu un elastīgu. Tādai ādai ir labākas aizsargspējas pret baktēriju kolonizāciju un kaitīgo vides ietekmi. Pupi kļūst vieglāk notīrāmi pirms slaukšanas, palielinās govju piena atdeves spējas un slaukšanas komforts.
- **Lieliski redzams**
Līdzekļa tumši brūna krāsa ļauj viegli kontrolēt pupu apstrādi. Tas ekonomē laiku un dod papildus drošību par pareizo pielietojumu.
- **Nepilošs**
Pateicoties unikālai formulai LuxDip 50 B praktiski nepil. LuxDip 50 B ir līdzeklis ar necīgiem lietošanas zudumiem un augstu lietošanas efektivitāti.
- **Atbilst normatīviem**
LuxDip 50 B ir reģistrēts kā biocīds atbilstoši Eiropas direktīvam. Līdzeklis ir testēts pēc EN1656 paplašinātiem standartiem (ieskaitot E.Coli, Staph. aureus un Str. uberis iznīcināšanu 5 minūtēs 30°C), kas apstiprina dezinfekcijas efektivitāti un dod papildus drošību piena ražošanā.



LuxDip 50 B

Pupu pēcslaukšanas dezinfekcijas un kopšanas līdzeklis.



Lietošanas informācija



Gatavs lietošanai.
Neatšķaidīt.

Lietošana:




Iemērcējiet LuxDip 50 B šķīdumā katru pupu vismaz par 2/3 uzreiz pēc govs izslaukšanas. Rūpīgi iztukšojiet un izmazgājiet dipēšanas trauku pēc darba beigām, un pirms katras slaukšanas uzpildiet to no jauna. LuxDip 50 B drīkst lietot visā laktācijas periodā bez ierobežojumiem.

Uzglabāšana

Sargāt no sala un tiešajiem saules stariem. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, atsevišķi no dzīvnieku barības līdzekļiem, pie temperatūras +2 °C līdz +30 °C. Atbilstošos apstākļos uzglabāšanas laiks ir vismaz 12 mēneši.

Pupu ādas stāvokļa uzlabojums pēc LuxDip 50 B lietošanas.



Pasūtīšanas informācija

Kods	Produkts	Izmērs
7724-5031-000	LuxDip 50 B	10 kg
7724-5032-000	LuxDip 50 B	20 kg
7724-5035-000	LuxDip 50 B	200 kg
7724-5036-000	LuxDip 50 B	1000 kg
7021-9884-050	Bezatplūdes dipēšanas trauks	300 ml

Papildus informācija

Sastāvs:

100 g satur 0.50 g joda, nejonu surfaktantus, glicerīnu, alantoīnu, lanolīnu, polipropilēna glikolu, aloe vera, PVP
 Blīvums: 1.03 – 1.11 g/cm³
 pH vērtība: 3.0 - 4.0 pie 20 °C (10 g/l)

Uzmanību!



Lietojiet biocīdus droši. Vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu pirms tā lietošanas! Inv. num. LR biocīdu registrā 07012009/66.

Cita informācija

GEA klientu atbalsta speciālists ar prieku atbildēs uz Jūsu jautājumiem pa mob.tālr. 26 442 017.

Pilēšana (pilienu skaits pēc x sek.)

	LuxDip 50B
pēc 280 sek.	
pēc 440 sek.	



GEA Farm Technologies

Pārstāvniecība Latvijā:

ĀKP GEA WestfaliaSurgeSIA
 Rīgas iela 34, Ozolnieki
 tālr./fakss: 63050314